



## Оглавление

Для кого этот материал.....	2
Предварительные условия.....	2
Быстрый старт.....	2
Как сделать.....	3
Как зарегистрироваться в системе?.....	3
Как войти в систему?.....	3
Как получить список врачей и инструкторов?.....	4
Как добавить пользователя?.....	5
Что если новый сотрудник не получил письмо со ссылкой?.....	6
Как восстановить удаленный аккаунт пациента?.....	6
Как настроить групповые занятия?.....	7
Как изменить свои данные?.....	8
Как получить доступ к данным пациентов?.....	9
Что дальше?.....	11



## Для кого этот материал

ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ – это облачная платформа, предназначенная для дистанционного мониторинга и реабилитации пациентов. Платформа дает возможность *врачу* видеть состояние пациента, а *инструктору* – проводить онлайн занятия с пациентом.

В пределах медицинской организации *организатор* управляет процессом мониторинга в целом. Организатор – роль пользователя в системе ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ, предназначенная в основном для ведения в системе *врачей, специалистов по реабилитации и ассистентов*, которые в свою очередь управляют своими *пациентами*. Данный материал предназначен для сотрудника медицинской организации, исполняющего в ней роль *организатора* ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ.

## Предварительные условия

- Устройство для работы организатора – компьютер или планшет. Устройство должно быть подключено к интернету. Установка какого-либо программного обеспечения не требуется.
- Организатор располагает учетной записью в системе ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ. Если у вас нет такой учетной записи, обратитесь в техническую поддержку [support@telereabilitacia.ru](mailto:support@telereabilitacia.ru).

## Быстрый старт

Аккаунт организатора создается сервисом ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ.

1. Получите письмо с темой "ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ: вы зарегистрированы как организатор медорганизации" и нажмите ссылку "активировать учетную запись".
2. На открывшейся странице введите свой пароль и нажмите **Активировать аккаунт**. Теперь ваша учетная запись активна, вы перешли на страницу организатора.
3. Для добавления врача, врача второго мнения, специалиста по реабилитации или ассистента нажмите на соответствующую кнопку **+добавить**. Введите *email* и *ФИО* специалиста и нажмите **Сохранить**. Для добавления пациента потребуется указать лечащего врача, а также можно пригласить пациента на курс реабилитации.

Для опробования возможностей системы мы рекомендуем зарегистрировать врачей и специалистов по реабилитации на свой же почтовый адрес. Система позволяет легко переходить из роли в роль, так что вам не нужно будет каждый раз проходить авторизацию.

В результате новый специалист получит ссылку для активации аккаунта (аналогичные той, которую получили вы); после активации они смогут приступить к работе.

Это минимальный сценарий работы администратора. Эти и некоторые другие действия более подробно описаны ниже.



## Как сделать...

### Как зарегистрироваться в системе?

Самостоятельно зарегистрироваться в системе невозможно – организаторов медорганизаций регистрирует сервис ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ.

После регистрации вы получите письмо с темой " ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ: вы зарегистрированы как организатор медорганизации", содержащее ссылку на активацию аккаунта. Откройте эту ссылку и выполните активацию.

**Активация аккаунта Иванов Андрей Анатольевич (организатор)**

**Ваш логин на сервисе:**  
info\_telereabilitacia@mail.ru

Какой пароль хотите использовать? (не менее 5 знаков):

1 - введите

нажмите, чтобы увидеть пароль

запомнить меня

**Активировать аккаунт**

2 - нажмите

### Как войти в систему?

1. Откройте в браузере адрес <https://telereabilitacia.ru> .
2. Нажмите на ссылку [личный кабинет](#)



## Авторизация

**Email**

1 - введите

запомнить меня

**Пароль**

👁

**Войти**

2 - нажмите

Забыли пароль?

3. Введите свой email и пароль.
4. Нажмите на вход.

## Как получить список врачей и инструкторов?

После авторизации вам сразу показывается список сотрудников – это главная рабочая страница организатора. С других страниц можно перейти в список врачей, специалистов по реабилитации, ассистентов или пациентов выбрав соответствующий пункт в меню.



Иванов Андрей  
Анатольевич  
профиль

**ОРГАНИЗАТОР**

Настройки  
Врачи  
Пациенты  
Удаленные пациенты

выберите

## Как добавить пользователя?

1. Нажмите соответствующую кнопку **Добавить**.

Пользователи

нажмите

(0)  
Врачи

(1)  
Специалисты по реабилитации

(1)  
Пациенты

+ добавить

+ добавить

+ добавить

2. Введите *email*, *ФИО* и нажмите **Сохранить**.

### Новый лечащий врач

Email:

ФИО:

---

В какой часовой зоне вы находитесь?

Сохранить ~~Отменить~~

1 - введите

2 - нажмите



В результате новый врач (или специалист по реабилитации или ассистент или пациент) получит на указанный email письмо со ссылкой для начала работы (активация аккаунта).

## Что если новый сотрудник не получил письмо со ссылкой?

Сотрудник мог пропустить или нечаянно удалить письмо, отправленное ему в результате его регистрации. Кроме того, вы могли ошибиться при вводе его email, и письмо до него не дошло.

Новый врач или ассистент или специалист по реабилитации, который не начал работу (не активировал свой аккаунт) имеет в списке статус *не активирован*. Вы можете отправить активационное письмо повторно.

**Список лечащих врачей**

+ добавить лечащего врача

Лечащие врачи	Пациенты	Действия
Иванов Анд info_telereat пациентов: 0	Повторная отправка кода актив... Email лечащего врача info_telereabilitaca@mail.ru не активировал аккаунт ( - 10)	отправить код активации повторно

1 - нажмите

2 - проверьте / исправьте

3 - нажмите

1. Нажмите ссылку **Отправить** код активации повторно.
2. В открывшемся маленьком окне проверьте правильность email врача и исправьте, если нужно.
3. Нажмите **Отправить**.


**Примечание:** неактивированный аккаунт остается в системе в течение 10 дней, после чего автоматически удаляется.

## Как восстановить удаленный аккаунт пациента?

Если аккаунт пациента не был активирован в течение 10 дней, то данные удаленных пациентов можно найти в разделе **Удаленные пациенты**.



1 - нажмите



В списке пациентов найдите нужного и нажмите на кнопку **зарегистрировать повторно**.  
Уточните поля в форме и нажмите **сохранить**.

## ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА

Email:\*

ФИО:\*

Врач:\*


Продолжительность наблюдения:\*

**нажмите**

Пациент получит новое приглашение на почту для активации учетной записи в сервисе ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ.

## Как настроить групповые занятия?

Настроить групповые занятия можно в разделе **настройки**.



Далее в форме можно установить флажок самостоятельная запись в группы ЛФК для новых пациентов, указать максимальное число участников занятия и указать врача в курсах (данных врач будет проверять анкеты пациентов и записывать их на занятия в группы).

## НАСТРОЙКА ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

Самостоятельная запись в группы ЛФК для новых пациентов:

да

Максимальное число участников занятия:

99

Укажите врача в курсы реабилитации:

Иванов Иван Иванович

нажмите

Сохранить


Отменить

## Как изменить свои данные?

Можно изменить свое имя, email и пароль в системе.



1. Выберите в меню пункт **Изменить**.



2. Измените данные, какие сочтете нужным.

## ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФИО:

Ахапкин Валерий Валерьевич

1 – измените, если нужно

Email:

example@mail.ru

нажмите, чтобы  
показать новый  
пароль

Пароль:

оставьте пустым, если не хотите менять пароль

Часовая зона:

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород

Название вашей медицинской организации:

Тестовая организация

Сохранить

Отменить


2 – нажмите

3. Нажмите **Сохранить**.

## Как получить доступ к данным пациентов?

При входе в систему данные пациентов будут недоступны, до задания PIN-кода.

Задать PIN-код можно нажав на ФИО пациента в списке.



Нажмите

Требуется придумать 4-х значный цифровой код.

Нажмите


После заполнения PIN-кода нажмите на кнопку **Сохранить**.

После истечения определенного времени, данные будут опять скрыты. Для доступа к ним нужно повторить процедуру ввода уже заданного ранее PIN-кода.

Забыли пинкод'. At the bottom right is a button labeled 'Закреть'."/>

Если вы забыли PIN-код, то его можно сбросить. Требуется перейти по ссылке **Забыли PIN-код**.

Далее нажать на кнопку **Восстановить PIN-код**.



Вы получите письмо на почту со ссылкой для сброса PIN-кода. После перехода по ссылке вам потребуется заново задать новый PIN-код.

## Что дальше?

Платформа ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ развивается. Будут появляться новые полезные функции, во многом благодаря вашим запросам и пожеланиям. Мы рады принять ваше мнение и помочь в работе – пишите на [support@telereabilitacia.ru](mailto:support@telereabilitacia.ru).