

## Оглавление

Для кого этот материал .....	2
Предварительные условия .....	2
Быстрый старт.....	2
Как сделать.....	3
Как зарегистрироваться в системе?.....	3
Как войти в систему?.....	3
Как получить список врачей и инструкторов? .....	4
Как добавить пользователя?.....	5
Что если новый сотрудник не получил письмо со ссылкой?.....	6
Как восстановить удаленный аккаунт пациента? .....	6
Как настроить групповые занятия?.....	7
Как изменить свои данные?.....	8
Что дальше?.....	9

## Для кого этот материал

ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ – это облачная платформа, предназначенная для дистанционного мониторинга и реабилитации пациентов. Платформа дает возможность *врачу* видеть состояние пациента, а *инструктору* – проводить онлайн занятия с пациентом.

В пределах медицинской организации *организатор* управляет процессом мониторинга в целом. Организатор – роль пользователя в системе ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ, предназначенная в основном для ведения в системе *врачей, специалистов по реабилитации и ассистентов*, которые в свою очередь управляют своими *пациентами*. Данный материал предназначен для сотрудника медицинской организации, исполняющего в ней роль *организатора* ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ.

## Предварительные условия

- Устройство для работы организатора – компьютер или планшет. Устройство должно быть подключено к интернету. Установка какого-либо программного обеспечения не требуется.
- Организатор располагает учетной записью в системе ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ. Если у вас нет такой учетной записи, обратитесь в техническую поддержку [support@telereabilitacia.ru](mailto:support@telereabilitacia.ru).

## Быстрый старт

Аккаунт организатора создается сервисом ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ.

1. Получите письмо с темой "ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ: вы зарегистрированы как организатор медорганизации" и нажмите ссылку "активировать учетную запись".
2. На открывшейся странице введите свой пароль и нажмите **Активировать аккаунт**. Теперь ваша учетная запись активна, вы перешли на страницу организатора.
3. Для добавления врача, врача второго мнения, специалиста по реабилитации или ассистента нажмите на соответствующую кнопку **+добавить**. Введите *email* и *ФИО* специалиста и нажмите **Сохранить**. Для добавления пациента потребуется указать лечащего врача, а также можно пригласить пациента на курс реабилитации.

Для опробования возможностей системы мы рекомендуем зарегистрировать врачей и специалистов по реабилитации на свой же почтовый адрес. Система позволяет легко переходить из роли в роль, так что вам не нужно будет каждый раз проходить авторизацию.

В результате новый специалист получит ссылку для активации аккаунта (аналогичные той, которую получили вы); после активации они смогут приступить к работе.


Это минимальный сценарий работы администратора. Эти и некоторые другие действия более подробно описаны ниже.

## Как сделать...

### Как зарегистрироваться в системе?

Самостоятельно зарегистрироваться в системе невозможно – организаторов медорганизаций регистрирует сервис ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ.

После регистрации вы получите письмо с темой " ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ: вы зарегистрированы как организатор медорганизации", содержащее ссылку на активацию аккаунта. Откройте эту ссылку и выполните активацию.



**Активация аккаунта Иванов Андрей Анатольевич (организатор)**

**Ваш логин на сервисе:**

info\_telereabilitacia@mail.ru

Какой пароль хотите использовать? (не менее 5 знаков):

1 - введите

нажмите, чтобы увидеть пароль

☒ запомнить меня

**Активировать аккаунт**

2 - нажмите

### Как войти в систему?

1. Откройте в браузере адрес <https://telereabilitacia.ru>.
2. Нажмите на ссылку [личный кабинет](#)



Главная | Авторизация

## Авторизация

Email

1 - введите

☒ запомнить меня

Пароль

Войти


2 - нажмите

Забыли пароль?

3. Введите свой email и пароль.
4. Нажмите на вход.

## Как получить список врачей и инструкторов?


После авторизации вам сразу показывается список сотрудников – это главная рабочая страница организатора. С других страниц можно перейти в список врачей, специалистов по реабилитации, ассистентов или пациентов выбрав соответствующий пункт в меню.



выберите

## Как добавить пользователя?

1. Нажмите соответствующую кнопку Добавить.



2. Введите *email*, *ФИО* и нажмите Сохранить.

Новый лечащий врач

Email:

email лечащего врача

ФИО:

фамилия имя отчество

В какой часовой зоне вы находитесь?

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород


Сохранить Отменить

В результате новый врач (или специалист по реабилитации или ассистент или пациент) получит на указанный email письмо со ссылкой для начала работы (активация аккаунта).

## Что если новый сотрудник не получил письмо со ссылкой?

Сотрудник мог пропустить или нечаянно удалить письмо, отправленное ему в результате его регистрации. Кроме того, вы могли ошибиться при вводе его email, и письмо до него не дошло.

Новый врач или ассистент или специалист по реабилитации, который не начал работу (не активировал свой аккаунт) имеет в списке статус *не активирован*. Вы можете отправить активационное письмо повторно.



1. Нажмите ссылку **Отправить код активации повторно**.
2. В открывшемся маленьком окне проверьте правильность email врача и исправьте, если нужно.
3. Нажмите **Отправить**.


Примечание: неактивированный аккаунт остается в системе в течение 10 дней, после чего автоматически удаляется.

## Как восстановить удаленный аккаунт пациента?

Если аккаунт пациента не был активирован в течение 10 дней, то данные удаленных пациентов можно найти в разделе **Удаленные пациенты**.



1 - нажмите



В списке пациентов найдите нужного и нажмите на кнопку зарегистрировать повторно.

Уточните поля в форме и нажмите сохранить.

нажмите



**ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА**

Email:\*

ФИО:\*

Врач:\*

Продолжительность наблюдения:\*


Пациент получит новое приглашение на почту для активации учетной записи в сервисе ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ.

## Как настроить групповые занятия?

Настроить групповые занятия можно в разделе настройки.



нажмите



Далее в форме можно установить флажок самостоятельная запись в группы ЛФК для новых пациентов, указать максимальное число участников занятия и указать врача в курсах (данных врач будет проверять анкеты пациентов и записывать их на занятия в группы).

нажмите

### НАСТРОЙКА ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

Самостоятельная запись в группы ЛФК для новых пациентов:

☐ да

Максимальное число участников занятия:

Укажите врача в курсы реабилитации:


## Как изменить свои данные?

Можно изменить свое имя, email и пароль в системе.





1. Выберите в меню пункт Изменить.



2. Измените данные, какие сочтете нужным.

**ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

ФИО:

Email:

Пароль:  
  
оставьте пустым, если не хотите менять пароль

Часовая зона:

Название вашей медицинской организации:

1 – измените, если нужно

нажмите, чтобы показать новый пароль

2 – нажмите

3. Нажмите Сохранить.

## Что дальше?

Платформа ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ развивается. Будут появляться новые полезные функции, во многом благодаря вашим запросам и пожеланиям. Мы рады принять ваше мнение и помочь в работе – пишите на [support@telereabilitacia.ru](mailto:support@telereabilitacia.ru).